

SYMBOL ORDLISTE

SYMBOL	STANDARD REFERENCE	STANDARD TITEL	SYMBOL TITEL	FORKLARLIG TEKST
	21 CFR 801.15(c)(1)(i)F	Mærkning-Medicinske udstyr; fremtrædning af påkrævede mærkningserklæringer.	Kun på recept	Forsigtig: Forbundslov (USA) begrænser salget af eller efter befaling af licensrede sundhedspersoner.
	IEC 60417-5032	Grafiske symboler til brug på udstyr.	Vekselstrøm	Indikerer på mærkepladen, at udstyret kun er egnet til vekselstrøm. Til identifikation af relevante terminaler.
	IEC 60417-5031	Grafiske symboler til brug på udstyr.	Jævnstrøm	Indikerer på mærkepladen, at udstyret kun er egnet til jævnstrøm. Til identifikation af relevante terminaler.
	IEC 60417-5172	Grafiske symboler til brug på udstyr.	Klasse II-udstyr	Identificerer udstyr, der opfylder de sikkerhedskrav, der er specificeret for klasse II-udstyr i henhold til IEC 61140.
	IEC 60417-5957	Grafiske symboler til brug på udstyr.	Kun til indendørs brug	Identificerer elektrisk udstyr, der primært er designet til indendørs brug.
	Internt symbol		Li-ion-batteri	Indikerer, at et lithiumbatteri skal genbruges.
	I/R	I/R	Antal	Brugerdefineret symbol, der angiver antal medicinske udstyrsenheder i en emballage.
	ISO 20417	I/R	Ansvarlig person i Storbritannien	Indikerer den autoriserede repræsentant i Storbritannien.
	Internt symbol	I/R	Anvend med	Angiver de systemer, det medicinske udstyr er kompatibelt med.
	Internt symbol	I/R	Bredde	Angiver det medicinske udstyrs bredde.
	Internt symbol	I/R	Tykkelse	Angiver det medicinske udstyrs tykkelse.
	Internt symbol	I/R	Diameter	Angiver det medicinske udstyrs diameter.
	Internt symbol	I/R	Korn	Angiver størrelsen af diamantkorn på det medicinske udstyr.
	Internt symbol	I/R	Antal riller	Angiver antallet af riller på det medicinske udstyr.
	Internt symbol	I/R	Skærebredde	Angiver det medicinske udstyrs skærebredde.

 Cut Thickness	Interne symboler	I/R	Skæretykkelse	Angiver det medicinske udstyrs skæretykkelse.
 Head Diameter	Internt symbol	I/R	Hoveddiameter	Angiver det medicinske udstyrs hoveddiameter.
 Head Length	Internt symbol	I/R	Hovedlængde	Angiver det medicinske udstyrs hovedlængde.
 Overall Length	Internt symbol	I/R	Samlet længde	Angiver det medicinske udstyrs samlede længde.
 Effective Length	Internt symbol	I/R	Effektiv længde	Angiver det medicinske udstyrs effektive længde.
 Overall Length	Internt symbol	I/R	Samlet længde	Angiver det medicinske udstyrs samlede længde.
 Effective Length	Internt symbol	I/R	Effektiv længde	Angiver det medicinske udstyrs effektive længde.
 Replaces	Internt symbol	I/R	Erstatter	Angiver det udstyr, som det mærkede produkt er beregnet til at erstatte.
	Internt symbol	I/R	Brugsanvisningen er blevet opdateret af sikkerhedsmæssige årsager	Angiver, hvornår brugsanvisningen er blevet revideret, og informerer hver bruger af udstyret herom, hvis revisionen var nødvendig af sikkerhedsmæssige årsager.