

SYMBOL-GLOSSAR

SYMBOL	NORMENVERWEIS	TITEL DER NORM	SYMBOLTITEL	ERLÄUTERUNG
	21 CFR 801.15(c)(1)(i)F	Kennzeichnung – Medizinprodukte; Auffälligkeit der erforderlichen Kennzeichnungsangaben.	Verschreibungspflichtig	Vorsicht: Laut Bundesgesetz der USA darf dieses Produkt nur durch zugelassenes medizinisches Fachpersonal bzw. auf deren Anweisung verkauft werden.
	IEC 60417-5032	Grafische Symbole zur Verwendung an Geräten.	Wechselstrom	Gibt auf dem Typenschild an, dass das Gerät nur für Wechselstrom geeignet ist; Kennzeichnung der entsprechenden Anschlüsse.
	IEC 60417-5031	Grafische Symbole zur Verwendung an Geräten.	Gleichstrom	Gibt auf dem Typenschild an, dass das Gerät nur für Gleichstrom geeignet ist; Kennzeichnung der entsprechenden Anschlüsse.
	IEC 60417-5172	Grafische Symbole zur Verwendung an Geräten.	Gerät der Klasse II	Kennzeichnung von Geräten, die die Sicherheitsanforderungen für Geräte der Klasse II gemäß IEC 61140 erfüllen.
	IEC 60417-5957	Grafische Symbole zur Verwendung an Geräten.	Nur zur Verwendung in Innenräumen	Zur Identifizierung elektrischer Geräte, die hauptsächlich für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen sind.
	Internes Symbol		Lithium-Ionen-Akku	Zeigt an, dass ein Lithium-Akku recycelt werden muss.
	n. zutr.	n. zutr.	Menge	Benutzerdefiniertes Symbol zur Kennzeichnung der Menge der in der Verpackung enthaltenen Medizinprodukte.
	ISO 20417	n. zutr.	Verantwortliche Person im Vereinigten Königreich	Gibt den Bevollmächtigten im Vereinigten Königreich an.
	Internes Symbol	n. zutr.	Verwendung mit	Gibt an, mit welchen Systemen das Medizinprodukt verwendet werden kann.
	Internes Symbol	n. zutr.	Breite	Gibt die Breite des Medizinprodukts an.
	Internes Symbol	n. zutr.	Dicke	Gibt die Dicke des Medizinprodukts an.
	Internes Symbol	n. zutr.	Durchmesser	Gibt den Durchmesser des Medizinprodukts an.
	Internes Symbol	n. zutr.	Körnung	Gibt die Größe der Diamantkörnung am Medizinprodukt an.
	Internes Symbol	n. zutr.	Anzahl der Rillen	Gibt die Anzahl der Rillen auf dem Medizinprodukt an.

 Cut Width	Internes Symbol	n. zutr.	Schnittbreite	Gibt die Schnittbreite des Medizinprodukts an.
 Cut Thickness	Internes Symbol	n. zutr.	Schnittdicke	Gibt die Schnittdicke des Medizinprodukts an.
 Head Diameter	Internes Symbol	n. zutr.	Kopfdurchmesser	Gibt den Kopfdurchmesser des Medizinprodukts an.
 Head Length	Internes Symbol	n. zutr.	Kopflänge	Gibt die Kopflänge des Medizinprodukts an.
 Overall Length	Internes Symbol	n. zutr.	Gesamtlänge	Gibt die Gesamtlänge des Medizinprodukts an.
 Effective Length	Internes Symbol	n. zutr.	Effektive Länge	Gibt die effektive Länge des Medizinprodukts an.
 Overall Length	Internes Symbol	n. zutr.	Gesamtlänge	Gibt die Gesamtlänge des Medizinprodukts an.
 Effective Length	Internes Symbol	n. zutr.	Effektive Länge	Gibt die effektive Länge des Medizinprodukts an.
 Replaces	Internes Symbol	n. zutr.	Ersetzt	Gibt das Produkt an, welches das gekennzeichnete Produkt ersetzen soll.
	Internes Symbol	n. zutr.	Gebrauchsanweisung aus Sicherheitsgründen aktualisiert	Gibt an, dass die Gebrauchsanweisung überarbeitet wurde, und informiert sämtliche Anwender des Produkts darüber, ob die Überarbeitung aus Sicherheitsgründen erforderlich war.