

GLOSSAIRE DES SYMBOLES

SYMBOLE	RÉFÉRENCE DE LA NORME	TITRE DE LA NORME	TITRE DU SYMBOLE	TEXTE EXPLICATIF
	21 CFR 801.15(c)(1)(i)F	Étiquetage-Dispositifs médicaux ; importance des mentions obligatoires figurant sur les étiquettes.	Utilisation sur prescription uniquement	Mise en garde : La loi fédérale des États-Unis limite la vente de ce dispositif à un professionnel de santé autorisé à exercer ou sur prescription.
	CEI 60417-5032	Symboles graphiques à utiliser sur l'équipement.	Courant alternatif	Indique sur la plaque signalétique que l'équipement est uniquement adapté au courant alternatif ; identifie les bornes pertinentes.
	CEI 60417-5031	Symboles graphiques à utiliser sur l'équipement.	Courant continu	Indique sur la plaque signalétique que l'équipement est uniquement adapté au courant continu ; identifie les bornes pertinentes.
	CEI 60417-5172	Symboles graphiques à utiliser sur l'équipement.	Équipement de classe II	Identifie les équipements répondant aux exigences de sécurité spécifiées pour les équipements de classe II conformément à la norme CEI 61140.
	CEI 60417-5957	Symboles graphiques à utiliser sur l'équipement.	Réservé à un usage en intérieur	Identifie les équipements électriques conçus principalement pour une utilisation en intérieur.
	Symbole interne		Batterie Li-Ion	Indique qu'une batterie au lithium doit être recyclée.
	Sans objet	Sans objet	Quantité	Symbole commercial indiquant le nombre de dispositifs médicaux inclus dans un conditionnement.
	ISO 20417	Sans objet	Personne responsable au Royaume-Uni	Indique le mandataire au Royaume-Uni.
	Symbole interne	Sans objet	À utiliser avec	Indique les systèmes avec lesquels le dispositif médical est compatible.
	Symbole interne	Sans objet	Largeur	Indique la largeur du dispositif médical.
	Symbole interne	Sans objet	Épaisseur	Indique l'épaisseur du dispositif médical.
	Symbole interne	Sans objet	Diamètre	Indique le diamètre du dispositif médical.
	Symbole interne	Sans objet	Granulométrie	Indique la granulométrie des diamants sur le dispositif médical.
	Symbole interne	Sans objet	Nombre de cannelures	Indique le nombre de cannelures sur le dispositif médical.
	Symbole interne	Sans objet	Largeur de coupe	Indique la largeur de coupe du dispositif médical.

 Cut Thickness	Symboles internes	Sans objet	Épaisseur de coupe	Indique l'épaisseur de coupe du dispositif médical.
 Head Diameter	Symbole interne	Sans objet	Diamètre de la tête	Indique le diamètre de la tête du dispositif médical.
 Head Length	Symbole interne	Sans objet	Longueur de la tête	Indique la longueur de la tête du dispositif médical.
 Overall Length	Symbole interne	Sans objet	Longueur totale	Indique la longueur totale du dispositif médical.
 Effective Length	Symbole interne	Sans objet	Longueur utile	Indique la longueur utile du dispositif médical.
 Overall Length	Symbole interne	Sans objet	Longueur totale	Indique la longueur totale du dispositif médical.
 Effective Length	Symbole interne	Sans objet	Longueur utile	Indique la longueur utile du dispositif médical.
 Replaces	Symbole interne	Sans objet	Remplace	Indique le dispositif que le produit étiqueté est destiné à remplacer.
	Symbole interne	Sans objet	Le notice d'utilisation a été mise à jour pour des raisons de sécurité	Indique quand la notice d'utilisation a fait l'objet d'une révision et informe chaque utilisateur de ce dispositif si la révision était nécessaire pour des raisons de sécurité.