

GLOSSARIO DEI SIMBOLI

SIMBOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	TITOLO DELLA NORMA	TITOLO DEL SIMBOLO	SPIEGAZIONE
	21 CFR 801.15(c)(1)(i)F	Etichettatura- dispositivi medici; evidenza delle dichiarazioni obbligatorie in etichetta.	Solo su prescrizione	Attenzione: la legge federale (Stati Uniti) limita la vendita di questo dispositivo a un professionista sanitario autorizzato o dietro specifiche istruzioni di un tale professionista.
	IEC 60417-5032	Simboli grafici da utilizzare sull'apparecchiatura.	Corrente alternata	Indica sulla targhetta di omologazione che l'apparecchiatura è adatta solo alla corrente alternata; identifica i relativi terminali.
	IEC 60417-5031	Simboli grafici da utilizzare sull'apparecchiatura.	Corrente continua	Indica sulla targhetta di omologazione che l'apparecchiatura è adatta solo alla corrente continua; identifica i relativi terminali.
	IEC 60417-5172	Simboli grafici da utilizzare sull'apparecchiatura.	Apparecchiatura di classe II	Identifica le apparecchiature che soddisfano i requisiti di sicurezza specificati per le apparecchiature di Classe II secondo la norma IEC 61140.
	IEC 60417-5957	Simboli grafici da utilizzare sull'apparecchiatura.	Solo per uso interno	Identifica le apparecchiature elettriche progettate principalmente per l'uso in ambienti interni.
	Simbolo interno		Batteria agli ioni di litio	Indica che è necessario riciclare una batteria al litio.
	N/A	N/A	Quantità	Simbolo personalizzato che indica il numero di unità di dispositivi medici all'interno di una confezione.
	ISO 20417	N/A	Responsabile per il Regno Unito	Indica il rappresentante autorizzato nel Regno Unito.
	Simbolo interno	N/A	Da utilizzare con	Indica i sistemi con cui l'uso del dispositivo medico è compatibile.
	Simbolo interno	N/A	Larghezza	Indica la larghezza del dispositivo medico.
	Simbolo interno	N/A	Spessore	Indica lo spessore del dispositivo medico.
	Simbolo interno	N/A	Diametro	Indica il diametro del dispositivo medico.
	Simbolo interno	N/A	Grana	Indica la granulometria delle particelle di diamante sul dispositivo medico.
	Simbolo interno	N/A	Numero di scanalature	Indica il numero di scanalature sul dispositivo medico.
	Simbolo interno	N/A	Larghezza di taglio	Indica la larghezza di taglio del dispositivo medico.

 Cut Thickness	Simboli interni	N/A	Spessore di taglio	Indica lo spessore di taglio del dispositivo medico.
 Head Diameter	Simbolo interno	N/A	Diametro della testa	Indica il diametro della testa del dispositivo medico.
 Head Length	Simbolo interno	N/A	Lunghezza della testa	Indica la lunghezza complessiva della testa del dispositivo medico.
 Overall Length	Simbolo interno	N/A	Lunghezza complessiva	Indica la lunghezza complessiva del dispositivo medico.
 Effective Length	Simbolo interno	N/A	Lunghezza utile	Indica la lunghezza utile del dispositivo medico.
 Overall Length	Simbolo interno	N/A	Lunghezza complessiva	Indica la lunghezza complessiva del dispositivo medico.
 Effective Length	Simbolo interno	N/A	Lunghezza utile	Indica la lunghezza utile del dispositivo medico.
 Replaces	Simbolo interno	N/A	Sostituisce	Indica il dispositivo che il prodotto etichettato deve sostituire.
	Simbolo interno	N/A	Le istruzioni per l'uso sono state aggiornate per motivi di sicurezza	Indica quando le istruzioni per l'uso sono state revisionate e informa ogni utilizzatore del dispositivo se la revisione è stata necessaria per motivi di sicurezza.