


OBJAŚNIENIE SYMBOLI

SYMBOL	ODNIESIENIE NORMATYWNE	TYTUŁ NORMY	NAZWA SYMBOLU	OPIS
	21 CFR 801.15(c)(1)(i)F	Oznaczenie wyrobów medycznych; znaczenie wymaganych etykiet.	Wyłącznie na receptę	Uwaga: prawo federalne (USA) dopuszcza sprzedaż tego wyrobu wyłącznie przez lekarza lub na jego zamówienie.
	IEC 60417-5032	Symbole graficzne do stosowania na sprzęcie.	Prąd przemienny	Wskazuje na tabliczce znamionowej, że wyrób należy zasilac wyłącznie prądem przemiennym; wskazuje odpowiednie złącza.
	IEC 60417-5031	Symbole graficzne do stosowania na sprzęcie.	Prąd stały	Wskazuje na tabliczce znamionowej, że wyrób należy zasilac wyłącznie prądem stałym; wskazuje odpowiednie złącza.
	IEC 60417-5172	Symbole graficzne do stosowania na sprzęcie.	Sprzęt klasy II	Wskazuje sprzęt spełniający wymogi dotyczące bezpieczeństwa określone dla sprzętu klasy II zgodnie z normą IEC 61140.
	IEC 60417-5957	Symbole graficzne do stosowania na sprzęcie.	Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń	Wskazuje sprzęt elektryczny przeznaczony głównie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
	Symbol wewnętrzny		Bateria litowo-jonowa	Wskazuje, że bateria litowa musi zostać poddana recyklingowi.
	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Liczba	Niestandardowy symbol, który oznacza liczbę wyrobów medycznych znajdujących się w opakowaniu.
	ISO 20417	Nie dotyczy	Podmiot odpowiedzialny w Zjednoczonym Królestwie	Wskazuje upoważnionego przedstawiciela w Zjednoczonym Królestwie.
	Symbol wewnętrzny	Nie dotyczy	Używać z	Wskazuje systemy, z którymi wyrób medyczny jest kompatybilny.
	Symbol wewnętrzny	Nie dotyczy	Szerokość	Wskazuje szerokość wyrobu medycznego.
	Symbol wewnętrzny	Nie dotyczy	Grubość	Wskazuje grubość wyrobu medycznego.
	Symbol wewnętrzny	Nie dotyczy	Średnica	Wskazuje średnicę wyrobu medycznego.
	Symbol wewnętrzny	Nie dotyczy	Drobnoziarnisty	Wskazuje rozmiar ziarna diamentu na wyrobie medycznym.
	Symbol wewnętrzny	Nie dotyczy	Liczba rowków	Wskazuje liczbę rowków na wyrobie medycznym.
	Symbol wewnętrzny	Nie dotyczy	Szerokość cięcia	Wskazuje szerokość cięcia wyrobu medycznego.

 Cut Thickness	Symbole wewnętrzne	Nie dotyczy	Grubość cięcia	Wskazuje grubość cięcia wyrobu medycznego.
 Head Diameter	Symbol wewnętrzny	Nie dotyczy	Średnica głowicy	Wskazuje średnicę głowicy wyrobu medycznego.
 Head Length	Symbol wewnętrzny	Nie dotyczy	Długość głowy	Wskazuje długość głowicy wyrobu medycznego.
 Overall Length	Symbol wewnętrzny	Nie dotyczy	Całkowita długość	Wskazuje całkowitą długość wyrobu medycznego.
 Effective Length	Symbol wewnętrzny	Nie dotyczy	Długość efektywna	Wskazuje efektywną długość wyrobu medycznego.
 Overall Length	Symbol wewnętrzny	Nie dotyczy	Całkowita długość	Wskazuje całkowitą długość wyrobu medycznego.
 Effective Length	Symbol wewnętrzny	Nie dotyczy	Długość efektywna	Wskazuje efektywną długość wyrobu medycznego.
 Replaces	Symbol wewnętrzny	Nie dotyczy	Zastępuje	Wskazuje wyrób, który produkt ten ma zastąpić.
	Symbol wewnętrzny	Nie dotyczy	Instrukcja użycia została zaktualizowana ze względów bezpieczeństwa.	Wskazuje, kiedy instrukcja użycia została zaktualizowana, oraz ma na celu poinformowanie o tym każdego użytkownika wyrobu, jeśli aktualizacja była konieczna ze względów bezpieczeństwa.