


SYMBOLFÖRKLARING

SYMBOL	STANDARDREFERENS	STANDARD-TITEL	SYMBOLTITEL	FÖRKLARINGSTEXT
	21 CFR 801.15(c)(1)(i)F	Märkning – Medicintekniska produkter; framträdande plats för obligatoriska märkningsuppgifter.	Endast skriftlig anvisning	Varning: Federal lag (i USA) begränsar försäljning av denna enhet till läkare eller på läkares ordination.
	IEC 60417-5032	Grafiska symboler för användning på utrustning.	Växelström	Anger på typskylten att utrustningen endast är lämplig för växelström, samt för att identifiera relevanta terminaler.
	IEC 60417-5031	Grafiska symboler för användning på utrustning.	Likström	Anger på typskylten att utrustningen endast är lämplig för likström, samt för att identifiera relevanta terminaler.
	IEC 60417-5172	Grafiska symboler för användning på utrustning.	Klass II-utrustning	För att identifiera utrustning som uppfyller säkerhetskraven för utrustning av klass II enligt IEC 61140.
	IEC 60417-5957	Grafiska symboler för användning på utrustning.	Endast för inomhusbruk	För att identifiera elektrisk utrustning som främst är avsedd för inomhusbruk.
	Intern symbol		Litiumjonbatteri	För att ange att ett litiumbatteri måste återvinnas.
	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Kvantitet	Särskild symbol som anger antalet medicintekniska produkter i en förpackning.
	ISO 20417	Ej tillämpligt	Ansvarig person i Storbritannien	Anger den auktoriserade representanten i Storbritannien.
	Intern symbol	Ej tillämpligt	Använd med	Anger de system som den medicintekniska produkten är kompatibel att användas med.
	Intern symbol	Ej tillämpligt	Bredd	Anger den medicintekniska produkts bredd.
	Intern symbol	Ej tillämpligt	Tjocklek	Anger den medicintekniska produkts tjocklek.
	Intern symbol	Ej tillämpligt	Diameter	Anger den medicintekniska produkts diameter.
	Intern symbol	Ej tillämpligt	Smuts	Anger diamantkornstorleken på den medicintekniska produkten.
	Intern symbol	Ej tillämpligt	Antal flöjter	Anger antalet flöjter på den medicintekniska produkten.

 Cut Width	Intern symbol	Ej tillämpligt	Skärbredd	Anger den medicintekniska produktens skärbredd.
 Cut Thickness	Intern symbol	Ej tillämpligt	Skärtjocklek	Anger den medicintekniska produktens skärtjocklek.
 Head Diameter	Intern symbol	Ej tillämpligt	Huvuddiameter	Anger den medicintekniska produktens huvuddiameter.
 Head Length	Intern symbol	Ej tillämpligt	Huvudlängd	Anger den medicintekniska produktens huvudlängd.
 Overall Length	Intern symbol	Ej tillämpligt	Total längd	Anger den medicintekniska produktens totala längd.
 Effective Length	Intern symbol	Ej tillämpligt	Effektiv längd	Anger den medicintekniska produktens effektiva längd.
 Overall Length	Intern symbol	Ej tillämpligt	Total längd	Anger den medicintekniska produktens totala längd.
 Effective Length	Intern symbol	Ej tillämpligt	Effektiv längd	Anger den medicintekniska produktens effektiva längd.
 Replaces	Intern symbol	Ej tillämpligt	Ersätter	Anger den produkt som den märkta produkten är avsedd att ersätta.
	Intern symbol	Ej tillämpligt	Bruksanvisningen har uppdaterats av säkerhetsskäl	Anger när bruksanvisningen har reviderats och att informera varje användare om produkten den omfattar ifall revisionen var nödvändig av säkerhetsskäl.